

ディスプレイザブル ケージ

飼育用・移動用

紙素材に耐水加工を施し、折り上げて組み立てる構造であり、尿等が漏れることはありません。使用後は焼却処理が可能ですので、洗浄作業が軽減されます。電子線照射等による事前滅菌も可能です。ご自分で組み立てて頂くタイプと、組み立て済みのタイプがありますので、状況に応じてご選定ください。



WD-3

- 糊付け不要の組み箱タイプ
- 展開状態の平紙でのお届け
- 保管スペースの節約



- ステンレス製フタで一般飼育用途
- 紙製フタで移動用途
- W195×D285×H152mm
- 50 枚/1 パック



WD-2

(組立済)

- マウス単独飼育サイズ
- W120×D280×H145mm
- 40 個/1 パック



WD-1

(組立済)

- 紙製フター一体型の移動専用
- W305×D205×H160mm
- 20 個/1 パック

株式会社東京技研サービス

実験動物飼育機器
ディスプレイザブルケージ
自動水洗飼育機

〒183-0005

東京都府中市若松町 2-8-16 花村ビル 1F


Tel: 042-360-2711 Fax: 042-367-0790

E-mail: tgs-yu@jasmine.ocn.ne.jp

ディスプレイザブル ケージ 2

飼育用

紙素材に耐水加工を施し、折り上げて組み立てる構造であり、尿等が漏れることはありません。使用後は焼却処理が可能ですので、洗浄作業が軽減されます。電子線照射等による事前滅菌も可能です。



WD-4

- 内部底面積 460 cm²
- W202×D300×H155mm
- 40 個/1 パック

WD-5

- 内部底面積 420 cm²
- W200×D287×H158mm
- 40 個/1 パック

WD-7

- 内部底面積 380 cm²
- W170×D273×H130mm
- 40 個/1 パック



WD-6

- 内部底面積 570 cm²
- W220×D360×H200mm
- 20 個/1 パック

株式会社東京技研サービス

実験動物飼育機器
ディスプレイザブルケージ
自動水洗飼育機

〒183-0005

東京都府中市若松町 2-8-16 花村ビル 1F

Tel: 042-360-2711 Fax: 042-367-0790

E-mail: tgs-yu@jasmine.ocn.ne.jp