

床敷交換キャビネット WI-219W

実験動物から人への感染は、動物から発生する汚染エアロゾルによることが最も多いとされています。なかでも、使用後の床敷(汚チップ)をケージから取り出す際に発生するエアロゾルは最も多く、管理者への負担となります。本機は、管理者の安全確保に大きな効果があります。前面開口部にて、0.5m/sec以上の流入風速をもち、粉塵・エアロゾルから管理者と周囲環境を守ります。



- 廃棄孔アタッチメントで、ポリ袋を固定できます。
- 45 リットル規格の袋・容器が適合します。

本体サイズ	W1300×D720×H1822mm
作業エリア	W1220×D620×H555mm
材質	ステンレス SUS304
前面窓	安全ガラス 6mm
フィルタ	HEPA(多風量タイプ) プレ(ポリエステル不織布)洗浄可
集塵効率	0.3μ粒子にて99.97%以上捕集
ブロー	AC100V 300W
差圧計	0~500Pa
安全装置	安全ブレーカ・漏電ブレーカ
蛍光ランプ	10W 左右側面設置
殺菌ランプ	15W



◎コンパクトサイズ(W1000mm)のWI-219型もあります。

内部に蛍光ランプ2本と、殺菌ランプ1本を備えています。

株式会社東京技研サービス

実験動物飼育機器
ディスプレイケージ
自動給水設備

〒183-0005 東京都府中市若松町2-8-16 花村ビル1F

Tel:042-360-2711 Fax:042-367-0790

E-mail:tgs-yu@jasmine.ocn.ne.jp