

# ラット用静注固定器

TG-P506 TG-S508-S・TG-S508-M

初心者の方から上級者の方まで幅広くご使用できます！！

自動注入装置を使った実験にも最適！

※長時間固定しても動かない。

商品名：ラット用静注固定器

型式：TG-P506(W80×D165×H120)

TG-P508-S(W110×D180×H139)

TG-P508-M(W110×D280×H139)

単位：mm

材質：本体 透明塩化ビニール製

<TG-P506>



<TG-P508-S・M>

サイズ：S

サイズ：M



※尚、本カタログ記載の仕様及び寸法・材質は、製品の改良その他で予告無く変更することがあります。

株式会社東京技研サービス

実験動物飼育機器

ディスプレイケース

自動水洗飼育機

〒183-0005

東京都府中市若松町 2-8-16 花村ビル 1F

Tel:042-360-2711 Fax:042-367-0790

E-mail:tgs-yu@jasmine.ocn.ne.jp